

# FUTURO®

SPRUNGGELENK-BANDAGE

CHEVILLÈRE

ENKELBANDAGE



INDIVIDUELLE  
STABILISIERUNG  
SOUTIEN  
SUR MESURE  
ONDERSTEUNING  
OP MAAT

**Anpassbarer Gurt für individuelle Stabilisierung**

**Sangle ajustable pour une compression sur mesure**

**Aanpasbare gordel voor een ondersteuning op maat**

**SUPPORT YOUR ACTIVE LIFE®**

# FUTURO®

- (D) (A)** • **Anpassbarer Gurt für individuelle Stabilisierung des Sprunggelenks**
- **Hautfreundliches, atmungsaktives Material für optimalen Tragekomfort**
- (B) (F)** • **Sangle ajustable pour une compression sur mesure**
- **Matériau qui respecte et laisse respirer la peau pour un confort optimal**
- (B) (NL)** • **Aanpasbare gordel voor een ondersteuning op maat**
- **Huidvriendelijk materiaal dat de huid laat ademen en een optimaal comfort biedt**

**(D) (A)**


- 1** Hochelastischer Gurt für individuelles Einstellen
- 2** Klettverschluss für individuelle Kompressionsanpassung
- 3** Dünnes Material, das im Schuh kaum aufträgt

**(B) (F)**

- 1** Sangle extrêmement élastique pour un ajustement sur mesure
- 2** Sangle et fermeture ajustable pour régler la compression
- 3** Tissage fin garantissant un confort optimal dans tout type de chaussures

**(B) (NL)**

- 1** Extreem elastische gordel voor een aanpassing op maat
- 2** Gordel en klittenband voor een individueel aanpasbaar steuneffect
- 3** Het dunne weefsel zorgt ervoor dat de bandage uitstekend in elke schoen past



**(D) (A)**

Die FUTURO® Sprunggelenk-Bandage stabilisiert den Knöchel und hilft, Schmerzen bei Verstauchungen, chronisch instabilem Knöchel und Überlastungssyndromen zu lindern. Die Bandage hilft, erneute Verletzungen zu vermeiden.

**(B) (F)**

La Chevillère FUTURO® offre un soutien ferme pour aider à soulager la douleur en cas d'entorse, d'instabilité chronique ou de syndrome d'utilisation intensive. Pour éviter de nouvelles blessures.

**(B) (NL)**

De FUTURO® Enkelbandage biedt een stevige steun die de pijn helpt te verlichten in geval van verstuiking, chronische instabiliteit of overbelastingssyndromen. Om nieuwe blessures te vermijden.

**SMALL**


18,0 - 20,5 cm

**MEDIUM**

20,5 - 23,0 cm

**LARGE**

23,0 - 25,5 cm



LINKS/RECHTS

GAUCHE/DROITE

LINKS/RECHTS

